



### Manual de Instruções e Garantia

## Exercitador e Incentivador Respiratório MEDFLOW MD9000

Câmaras com:

600 ml

900 ml

1200 ml



Rev. 06/2021

### 1

#### Indicações, finalidade e princípio de funcionamento

O Exercitador e Incentivador Respiratório Med?ow é um dispositivo médico que ajuda os pacientes a melhorar a função pulmonar, sendo útil na fisioterapia respiratória e como ferramenta eficaz para prevenir complicações pulmonares.

Pode ser usado por pacientes antes e depois de cirurgias que afetam a função respiratória, comumente prescrito para pacientes cardíacos no pós-operatório ou outra cirurgia que envolva tempo extra sob anestesia e recuperação subsequente. O Med?ow também pode ser usado por profissionais como atletas, cantores, atores, músicos, apresentadores, palestrantes para exercícios pulmonares e por qualquer pessoa que esteja em busca da melhora da performance respiratória.

O Med?ow é composto por três câmaras que possuem uma esfera em cada uma, com o esforço inspiratório estas esferas sobem, exercitando a musculatura respiratória.

### 2

#### Descrição dos componentes e acessórios



\*Nota: A medida de volume CC (centímetro cúbico) é igual a medida em ml (mililitros).

3

### Instruções de uso

- 1) Segure o Exercitador Respiratório Med?ow na posição vertical.
- 2) Coloque o bocal na boca e feche bem os lábios em torno dele.
- 3) O movimento que deve ser feito é o inspiratório, ou seja, puxar o ar para dentro. Não precisa ser muito forte e nem muito lento, encontre um equilíbrio. Faça com que a primeira esfera, na câmara de 600 cc, suba até o topo e as outras duas ainda permaneçam no fundo.
- 4) Aumente sua inspiração, fazendo com que a segunda esfera, na câmara de 900 cc, suba até o topo. A terceira esfera ainda permanecerá no fundo.
- 5) Continue melhorando sua inspiração, fazendo com que as três esferas subam ao topo.
- 6) Prenda a respiração o maior tempo possível. Em seguida, retire o bocal e expire lentamente. As esferas cairão novamente para o fundo das câmaras.
- 7) Descanse por alguns segundos e repita as etapas acima.

**Nota:** Pode ser que no início dos exercícios não seja possível elevar nenhuma esfera ou apenas uma, que é considerado normal. À medida que o treinamento é feito, o esforço irá aumentar, melhorando os resultados.

**Importante:** A frequência de utilização e os volumes inspiratórios recomendados devem ficar ao critério do médico ou fisioterapeuta.

4

### Conservação e limpeza

Sempre, antes e após as utilizações, lave o bocal utilizando somente detergente neutro e água corrente e deixe-o secar.

Não utilize nenhum produto abrasivo, cloro ou ácidos para higienização.

5

### Advertências, Precauções e Condições Especiais

O Med?ow é de uso individual, não devendo ser usado por mais de um paciente. Use conforme a recomendação e indicação médica e/ou fisioterapeuta.

Guarde o Med?ow em ambiente limpo e seco, protegido contra influências do ambiente.

Crianças ou pessoas acometidas por restrições físicas, sensoriais (como, por exemplo, a insensibilidade à dor), ou mentais, devem ter a supervisão de um responsável para utilização.

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.

3



### Garantia

O **Medflow Medicate** tem 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra, desde que comprovados pela nota fiscal ou pelo certificado de garantia assinado e carimbado.

A troca deste produto só poderá ser realizada no ponto de venda no máximo até 7 dias da data de compra comprovados pela nota fiscal. Após este período entrar em contato com nosso SAC.

Excluem-se desta garantia:

- Defeitos decorrentes de transporte, quebras resultantes de acidentes e desgaste por uso inadequado.

A Garantia ficará automaticamente anulada caso se comprove que:

- Os defeitos apresentados sejam resultantes de adaptação de peças ou acessório não originais ao produto;
- O aparelho tenha sido aberto ou consertado por pessoas não autorizadas pela fábrica.

IMPORTANTE:

- Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte de ida e volta até o posto de assistência técnica e/ou fábrica.
- Cabe ao proprietário do aparelho comprovar o prazo de garantia através da nota fiscal de compra e ou certificado de garantia devidamente preenchido.

Durante o período de garantia todo e qualquer reparo deverá ser efetuado somente pela rede de assistência técnica autorizada pela fábrica.

### Certificado de Garantia

MODELO

MD9000

NÚMERO DE SÉRIE

Cliente \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_

Revendedor \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

Número da Nota Fiscal \_\_\_\_\_

Data de Emissão \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do Revendedor



Distribuído por:

Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda  
Rua Três, 23 - Cond. West Park Empresarial • Jd. Emicól  
Itu • SP • Cep. 13312-823 • CNPJ 50.208.271/0001-05  
e-mail: sac@dorja.com.br • www.dorja.com.br

Fabricado por: NINGBO JIANGBEI RUIJING MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Número ANVISA: 10332170057

Responsável Técnico:

Ricardo Nardelli Escobosa • CREA-SP 0601694023

Este manual não poderá ser copiado ou usado sem prévia autorização por escrito de Dorja - Ind. e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.